



MEDILEX

EXAMINATION GLOVES GUANTI MONOUSO



Video dimostrativo:

<https://youtu.be/UFy2W4B0hGs>



Caratteristiche e vantaggi dei guanti MEDILEX - ITALIAMEDICA GLOVE

- Vestibilità perfetta sulla mano e sulla punta delle dita
- Molto morbido e delicato sulla pelle
- Ottima sensazione tattile
- Adatto ad un uso medicale
- Particolarmente adatto al contatto con cibi grassi e oleosi
- Elastico e resistente allo strappo
- Inodore e insapore
- 100 % idoneo al contatto alimentare
- Senza silicone e lattice
- Riciclabile al 100%
- Eco - Friendly

Perché scegliere il TPE: www.tpe-elastomeri-termoplastici.it



PIANO DI CARICO

- Europallet 120x80 contiene:
N. 70 cartoni da 20 box - totale 1400 box

FFP2

mod. RM-12

5 VELI

MASCHERINA DI PROTEZIONE FFP2 - Mod. RM-12
 Senza valvola, non sterile, a cinque strati, imbustate singolarmente



TRATTAMENTO CON LAMPADA UV LIGHT

ITALIAMEDICA
 MEDICAL PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

face mask / mascherina / mascarilla

FFP2 CE 2841
 EN 149:2001+A1:2009
 mod. RM-12

INSTRUCTIONS FOR USE - ISTRUZIONI PER L'USO - INSTRUCCIONES DE USO

Hold the mask in your hand and place it on your nose, mouth and chin. *Prendi la mascherina in mano e posizionala su naso, bocca e mento.*
 Sostenga la mascarilla en su mano y colóquela en su nariz, boca y barbilla.

Place the rubber bands behind the ears. *Posiziona gli elastici dietro le orecchie.*
 Coloque las bandas elásticas detrás de los oídos.

Press the metallic wire to fit the shape of your nose and face. *Premi il metallo in metallo per adattarlo alla forma del naso e della faccia.*
 Presione el alambre para que se adapte a la forma de su nariz y cara.

Make sure there are no gaps between the face and the mask. *Assicurate che non ci siano spazi tra il viso e la mascherina.*
 Asegúrese de que no haya espacios entre la cara y la mascarilla.

PPE - DPI - EPI: III CAT
 Shelf life / Scadenza / Caducidad: 5 years from manufactured date / 5 anni dalla data di produzione / 5 años desde la fecha de fabricación
 Do not use respirator when oxygen is less than 19.5%, if atmosphere contains oil, against gases and vapour, if contaminant is unknown.
 Non utilizzare la maschera con ossigeno inferiore al 19.5%, se l'atmosfera contiene olio, contro gas e vapori, se il contaminante è sconosciuto.
 No utilicen la mascarilla cuando el oxígeno es inferior al 19.5%, si la atmósfera contiene aceite, contra gases y vapor, si el contaminante es desconocido.

UAB ARIBOLT
 Didaikio g. 80-96, Vilnius - LITHUANIA
 under license from
 PS ELEKTRONIK TEKNOLOJI - ISTAMBUL

Distributed by
 UAB IDEAL STUDIO - VILNIUS - LITHUANIA
 mail: info@italiamedica.it


2026/06 2021/06 LOT 210620

656272 656928

face mask / mascherina / mascarilla



Disponibile in 10 colori



PIANO DI CARICO

- Europallet 120x80 contiene:
 N. 24 cartoni da 800 pz - totale 19.200 pz

CAMICE VISITATORE 40 GR/M2



FABRIC: SMS 40 gr/m2 (Polipropilene, Polipropilene Meltblown)

CARATTERISTICHE: Morbido, confortevole, leggero e ad alta traspirabilità

ALTRE CARATTERISTICHE: POLSINO ELASTICIZZATO E LACCI SUL DIETRO

PIANO DI CARICO

- Europallet 120x80 contiene:
N. 24 cartoni da 70 pz - totale 1680 pz

CAMICE MEDICALE 40 GR/M2



FABRIC: SMS 40 gr/m2 (Polipropilene, Polipropilene Meltblown)

CARATTERISTICHE: Morbido, confortevole, leggero e ad alta traspirabilità

ALTRE CARATTERISTICHE: POLSINO ELASTICIZZATO, POLSO A COSTE, LACCI SUL DIETRO

(Possibilità di camice medicale sterile)

PIANO DI CARICO

- Europallet 120x80 contiene:
N. 24 cartoni da 70 pz
totale 1680 pz

TUTA 3\4 LEVEL CAT. III

TESSUTO: 55-63 GSM tessuto laminato traspirante

CARATTERISTICHE: È permeabile all'aria, resistente al particolato, non batterico, leggero e morbido.

ALTRE CARATTERISTICHE:

NASTRO BLU SULLE CUCITURE (TECNOLOGIA HOT TAPPING)

ELASTICO POLSO, VITA, CAVIGLIE

CAPPUCCIO ATTACCATO

ZIP QUARD-NASCOSTA

NASTRO ADESIVO SU ZIP PER CHIUSURA

SU RICHIESTA PU ESSERE AGGIUNTO IL PASSANTE PER IL POLLICE

ADESIVO PETTO



PIANO DI CARICO

- Europallet 120x80 contiene:
N. 24 cartoni da 50 pz
totale 1002 pz

TUTA 5\6 LEVEL CAT. III

TESSUTO: 55-63 GSM tessuto laminato traspirante

CARATTERISTICHE: È permeabile all'aria, resistente al particolato, non batterico, leggero e morbido.

ALTRE CARATTERISTICHE:

ELASTICO POLSO, VITA, CAVIGLIE,

CAPPUCCIO ATTACCATO

ZIP QUARD-NASCOSTA

NASTRO ADESIVO SU ZIP PER CHIUSURA


SU RICHIESTA PU ESSERE AGGIUNTO IL PASSANTE PER IL POLLICE

ADESIVO PETTO



PIANO DI CARICO

- Europallet 120x80 contiene:
N. 24 cartoni da 50 pz -
totale 1002 pz



CONTATTI

Email: Info@italiamedica.it

Sito: www.italiamedica.it

Ufficio commerciale Italia:

Via Col di Lana 1, Monza (MB)

Sede produttiva:

Eglių g. 38-3, LT-03138 Vilnius-Lituania

